

Vrijgaveformulier Biosafety Cabinet (BSC)

- Datum en tijdstip reparatiewerkzaamheden :
- Afdeling :
- Ruimtenummer :
- Inperkingsnivo* :
- Registratienummer BSC :
- Omschrijving defect/onderhoud :

Verklaring:

De mogelijk (met GGO) besmette delen** van het BSC zijn gedesinfecteerd volgens de voorschriften zoals vermeld in de **werkinstructie Desinfectie van laboratoria**. De desinfectie is uitgevoerd met het volgende desinfectans:

.....
(concentratie/naam desinfectans)

Derhalve zijn er geen microbiologische risico's aanwezig voor het repareren van dit BSC. Indien bij het openen van het BSC twijfels omtrent de mate van desinfectie ontstaan, raadpleegt u de BVF voor te nemen maatregelen.

Daarnaast verklaar ik dat:

- het voorfilter is gecontroleerd en dit hoeft **niet** vervangen te worden of
- het voorfilter is gecontroleerd en dit dient **wel** vervangen te worden

Naam :
 Functie* :
 Afdeling :
 Handtekening :
 Datum en tijdstip vrijgave :

Naam BVF* :
 Handtekening :

* bij inperkingsnivo nivo I tekent de ABV, bij inperkingsnivo II tekenen de BVF en de ABV

** Boven en onderzijde werkblad, goot rond het voorfilter