

Formulier voor vrijgave Biosafety Cabinet (BSC)

ALGEMENE INFORMATIE	
Datum en tijdstip reparatie/onderhoud	
Afdeling	
Ruimtenummer	
Inperkingsnivo*	
Registratienummer BSC	
Omschrijving defect/onderhoud	
VERKLARING	
<p>De mogelijk (met GGO-materiaal) besmette delen** van het BSC zijn gedesinfecteerd volgens de voorschriften zoals vermeld in de werkinstructie Desinfectie van laboratoria.</p> <p>De desinfectie is uitgevoerd met het volgende desinfectans (concentratie/naam desinfectans):</p> <p>.....</p> <p>Derhalve zijn er geen microbiologische risico's aanwezig voor het repareren van dit BSC. Indien bij het openen van het BSC twijfels omtrent de mate van desinfectie ontstaan, raadpleegt u de BVF voor te nemen maatregelen.</p> <p>Daarnaast verklaar ik dat:</p> <p><input type="checkbox"/> het voorfilter is gecontroleerd en dit hoeft niet vervangen te worden of</p> <p><input type="checkbox"/> het voorfilter is gecontroleerd en dit dient wel vervangen te worden</p>	
ONDERTEKENING ABV	
Naam	
Afdeling	
Datum en tijdstip vrijgave	
Handtekening	
ONDERTEKENING BVF	
Naam	
Datum en tijdstip vrijgave	
Handtekening	

* bij inperkingsnivo nivo I tekent de ABV, bij inperkingsnivo II tekenen de BVF en de ABV

** boven en onderzijde werkblad, goot rond het voorfilter